

NEWSLETTER

Products for CSSD and Hospital



CLINIPAK TRANSPORT WRAP

GRIGLIE DRY-BASE



BELINTRA
SAFE & SMART HEALTHCARE SOLUTIONS

Le griglie per strumentario BELINTRA Sterisystem™ Dry-Base® sono realizzate in acciaio inossidabile AISI 304L altamente lucidato.

Il controllo continuo durante tutto il processo di produzione garantisce qualità. Una particolare attenzione è stata prestata alla prevenzione delle perforazioni negli imballaggi e all'ottimizzazione del processo di sterilizzazione. Principali caratteristiche:

- Lamiera perforata
- Bordo superiore rinforzato
- Riduzione della condensa

WARWICK SERIES



Vassoi in polipropilene ad alta densità per il confezionamento, la sterilizzazione e lo stoccaggio di set di strumentario chirurgico.

I vassoi WARWICK sono disponibili con fondo chiuso o perforato in una vasta gamma di misure e configurazioni.

Per molti vassoi è inoltre disponibile un coperchio di protezione.

Richiedi il catalogo per visionare l'intera gamma di misure disponibili.

WarwickSASCo
Moulding The Future of Medical Plastics

Fogli di protezione PP colorati - Peso medio 55 g/m²

Teli realizzati per offrire una elevata protezione e resistenza alle lacerazioni, particolarmente indicati per la protezione di set di strumentario pesanti (es. ortopedia).

La linea di teli colorati Clinipak ha la funzione di PP (Packaging Protection), ossia di strato esterno di protezione del sistema di barriera sterile SBS.

Essi non sono SBS. Disponibile in 4 colori (Viola, Rosso, Arancione e Giallo) permette il trasporto e lo stoccaggio in sicurezza dei kit chirurgici e un facile riconoscimento degli stessi grazie al codice colore.

CLINIPAK
trusted solutions at every step

Per maggiori informazioni: <https://www.clinipak.co.uk>