



CODICE PRODOTTO

3FSZB790850

DESCRIZIONE

Le salviette **INTERSTER DRYING TOWEL** sono state progettate per garantire un maggiore livello di igiene durante i processi di sterilizzazione.

Le salviette monouso sono realizzate in Spunlace (TNT) e possono essere utilizzate per eliminare eventuale condensa residua o per l'asciugatura dei ferri dopo il lavaggio manuale in alternativa a salviette pluriuso.

MATERIALE

Le salviette assorbenti sono di colore bianco e realizzate in Spunlace (TNT), con un peso di 60 gr/m², con una struttura "Tricot". Sono composte al 100% da microfibra che garantisce un bassissimo rilascio particellare.


VANTAGGI

Le salviette INTERSTER DRYING TOWEL hanno una capacità di assorbimento dell'850% rispetto al loro peso.

La struttura a 4 strati garantisce un'elevata assorbenza e una maggiore resistenza garantendo che il materiale non si laceri durante l'uso.

Vengono inoltre assorbiti i microrganismi presenti sulla superficie pulita fino al 99,998%.

La scissione delle microparticelle durante il processo di produzione permette di avere una elevata capacità di assorbimento.



Microparticelle prima della scissione



Microparticelle dopo la scissione

INFORMAZIONI


Dimensioni: 36 x 51 cm

Confezione: 6 x 65 pezzi

PRODUTTORE

INTERSTER 

Interster International BV - Wormerveer - Olanda



BS MEDICAL S.R.L. è lieta di invitarvi al nostro stand presso il XIII congresso AIOS che si terrà dal 22 al 24 ottobre alle Fiere di Vicenza!