



## CODICE PRODOTTO

02023 - Rotoli di salviette HygoTopp (solo rotolo)

02018 - Contenitore coperchio BIANCO

02019 - Contenitore coperchio BLU

02020 - Contenitore coperchio ROSSO

02021 - Contenitore coperchio VERDE

02022 - Contenitore coperchio GIALLO

## DESCRIZIONE

Le salviette universali **HygoTopp** è un sistema professionale di pulizia e disinfezione. Il sistema è compatibile con qualsiasi disinfettante per superfici avente concentrazione con efficacia in un'ora o meno (in accordo con DGHM). Utilizzare in 4 settimane una volta aggiunto il disinfettante.

**interlock**  
Innovation made in Germany

## VANTAGGI




1. Indossare i guanti

1

2. Inserire il rotolo di salviette nel contenitore



2



3. Aggiungere il disinfettante

3

4. Fare passare la prima salvietta attraverso il coperchio




4



5. Riportare dati sull'etichetta

5



BN JA OR RO RF GR VT VA NO BL

## MATBOX®

MBX-XX

AREX ha ideato questo pratico sistema per il posizionamento e la protezione di strumenti ed accessori chirurgici da sottoporre a processo di sterilizzazione. Munito di linguette di chiusura che evitano aperture accidentali. Sterilizzabile a 121° e 134° C. Disponibile in diverse colorazioni.

Dimensioni interne: 195 x 195 x 20 mm