



DR. WEIGERT
Systematic Hygiene

Medical



Our
**Product
Range.**

Cleaning and Disinfection of
Medical Devices.



neodisher® –
Our Experience for Your
Safety.

Da oltre 30 anni

...neodisher® ha guidato il ricondizionamento dello strumentario e ha stabilito nuovi standard.

I concetti base di neodisher® garantiscono risultati di prima classe e longevità dei materiali di alta qualità.

La nostra specifica competenza consente di trovare soluzioni anche per le sfide più difficili in quei settori in cui l'igiene gioca un ruolo cruciale. Affidati alla nostra competenza.

Competenza da un'unica fonte.

Processi di pulizia e disinfezione riproducibili e convalidati sono essenziali per raggiungere un elevato livello di sicurezza. Sfrutta al meglio la nostra competenza: le conoscenze specialistiche dei nostri consulenti **neodisher®** sono un punto di forza per scegliere Dr. Weigert. Saremo lieti di consigliarvi su tutte le questioni relative alla pulizia e alla disinfezione di dispositivi ed accessori medici.

I moderni sistemi di dosaggio e controllo consentono di registrare la produttività e monitorare il flusso di sostanze chimiche utilizzate nel processo. Consentono inoltre il trasferimento remoto dei dati, per verificare che vengano eseguite le corrette procedure e documentati i lotti nel sistema di gestione della qualità. Prodotti chimici di processo innovativi, dosaggio di precisione all'avanguardia **weigomatic®** e tutte le conoscenze più recenti offrono sicurezza ed efficienza dei costi e rispetto per l'ambiente.

Service System per risultati di prima classe.

Il nostro sistema fornisce un supporto continuo in modo che possiate ottenere costantemente risultati di primo livello. Grazie alla nostra esperienza pluridecennale, alle eccezionali conoscenze specialistiche e alla stretta collaborazione con i produttori di dispositivi medici e di termodisinfettori possiamo trovare rapidamente risposte a tutte le vostre domande. Conosciamo tutti i termodisinfettori attualmente sul mercato. Aiutiamo a formare il vostro personale creando l'ambiente per processi con risultati garantiti.

Il tuo specialista **neodisher®** è il vostro contatto per tutte le vostre domande, fornendo risposte affidabili e professionali alle questioni relative al ricondizionamento sicuro dei dispositivi medici.



neodisher® Product Range

Pretrattamento dei Dispositivi Medici ed accessori	4
Pulizia automatizzata dei Dispositivi Medici ed accessori	5
Disinfezione automatizzata dei Dispositivi Medici ed accessori	7
Neutralizzanti per Dispositivi Medici ed accessori	8
Risciacquo dei Dispositivi Medici ed accessori	9
Pulizia manuale dei Dispositivi Medici ed accessori	10
Cura e pulizia accurata dei Dispositivi Medici ed accessori	11
Ausili per l'applicazione ed il dosaggio	12





Pretrattamento dei Dispositivi Medici ed Accessori

Un corretto ricondizionamento

...inizia con un pretrattamento professionale dei dispositivi medici, subito dopo l'uso, per evitare che la successiva fase di lavaggio venga compromessa da eventuali residui.

Pre-treatment	neodisher® PreStop	neodisher® Septo PreClean	neodisher® SeptoPreDis ZP
Pulizia	●	●	●
Disinfezione		●	●
Previene la corrosione	●		
pH neutro			
Segregazione in umido	●	●	
Compatibile aldeidi	●		

neodisher® PreStop

Inibitore della corrosione con prepulizia autoattiva già in sala operatoria - schiuma spray -

Inibitore di corrosione da spruzzare sullo strumentario chirurgico nelle sale operatorie subito dopo l'uso. Previene la corrosione per vaiolatura sugli strumenti in acciaio inossidabile che può essere causata da residui di sangue o soluzione salina. Facilita la successiva fase di pulizia. Adatto per strumenti chirurgici, inclusi strumenti MIS.

Flacone 12 x 0.75 L 408647



neodisher® Septo PreClean

Detergente e disinfettante - liquido concentrato -

A base di ammine - battericida, lieviticida, attivo contro i virus avvolti (1,0%, 15 min, 20°C)

Per la pulizia e disinfezione manuale prima del ricondizionamento automatizzato, nonché segregazione in umido per periodi di tempo più lunghi, ad esempio durante la notte o durante il fine settimana. Eccellenti prestazioni di pulizia ed eccellente compatibilità con i materiali. Nessuna fissazione delle proteine. privo di aldeidi e composti di ammonio quaternario. VAH¹ elencati e inclusi nell'elenco disinfettanti IHO₂.

Flacone 12 x 1 L 496044



neodisher® Septo PreDis ZP

Detergente e disinfettante - liquido concentrato -

Battericida, lieviticida, attivo contro i virus avvolti (inclusi HBV, HCV e HIV)

Per la decontaminazione in immersione e disinfezione preliminare di strumenti termostabili e termolabili. Adatto anche per la pulizia e disinfezione manuale di endoscopi flessibili.

Tanica 5 L 446735



Pulizia automatizzata dei Dispositivi Medici ed Accessori



Cleaning	neodisher® MediClean advanced	neodisher® MediClean forte	neodisher® SeptoClean
Mediam. alcalino / alcalino	●	●	●
Con tensioattivi	●	●	●
Enzimatico	●	●	
Disinfettante			●
Inattivante prionico			●

Concetto ideale

...per tutti i materiali e tipi di sporco! I programmi e detergenti selezionabili individualmente garantiscono una pulizia perfetta, senza residui con risultati affidabili.

neodisher® MediClean advanced

Detergente universale leggermente alcalino - liquido altamente concentrato - Alcalinizzante con enzimi e tensioattivi

Alta concentrazione con prestazioni detergenti particolarmente elevate tanto da rendere necessaria solo una piccola quantità di prodotto. Dona brillantezza agli strumenti. Rimuove opacità assicurando che gli strumenti mantengano un aspetto ottimale durante il tempo. Sostenibile perchè permette un risparmio di risorse. Eccellente compatibilità con i materiali e, quindi, la loro conservazione nel tempo.



Tanica 5 L 465533

neodisher® MediClean forte

Detergente universale leggermente alcalino - liquido concentrato - Alcalinizzante con enzimi e tensioattivi

Eccellente compatibilità con i materiali, universalmente applicabile. Rimuove in modo affidabile i residui di sangue essiccato e denaturato. Previene il ridepositarsi dei residui proteici. Per la pulizia manuale ed automatizzata anche di dispositivi di protezione individuale (DPI).



Tanica 5 L 475433

neodisher® SeptoClean

Detergente alcalino ad azione disinfettante - liquido concentrato - Battericida, lieviticida, virucida, inattivante prionico

Il ricondizionamento con neodisher SeptoClean permette di utilizzare un singolo prodotto per 2 fasi, garantendo una perfetta pulizia e sicurezza. Inattivazione e decontaminazione dei prioni. Spettro di attività microbica ampio e buona compatibilità con i materiali. Incluso nell'elenco dei disinfettanti IHO₂.



Tanica 5 L 466133

Pulizia automatizzata dei Dispositivi Medici ed Accessori

Raccomandati

...per il riprocessamento di strumenti chirurgici, mininvasivi e microchirurgici, endoscopi rigidi, impianti, contenitori per sterilizzazione, apparecchiature per anestesia, inalazione e terapia intensiva, calzari chirurgiche e biberon.

Cleaning	neodisher® MediClean	neodisher® MediZym	neodisher® FA	neodisher® Alka 300	neodisher® MA
Mediam. alcalino / alcalino	●		●	●	●
Con tensioattivi	●	●			●
Enzimatico	●	●			
Con cloro attivo				●	
Liquido	●	●	●	●	

neodisher® MediClean

Detergente enzimatico leggermente alcalino - liquido concentrato -

Eccellenti prestazioni di pulizia con perfetta compatibilità con i materiali, ottenuti generalmente solo con prodotti a pH neutro.

Tanica 5 L 464233



neodisher® MediZym

Detergente enzimatico a pH neutro - liquido concentrato -

Detergente con enzimi per la pulizia compatibile con materiali e componenti di supporto. Rimuove residui di sangue essiccato e denaturato.

Tanica 5 L 468933



neodisher® FA

Detergente alcalino - liquido concentrato -

Esente da tensioattivi e additivi ossidativi

Eccellenti prestazioni di pulizia e compatibilità con i materiali.

Tanica 5 L 469233



neodisher® Alka 300

Detergente alcalino - liquido concentrato -

Contiene cloro attivo

Prestazioni di pulizia intensiva con azione di decomposizione ossidativa per residui organici ostinati. Adatto anche per l'uso con il sistema di distribuzione Dr. Weigert fleece wipe dispensing system neoform® wipes RTF.

Tanica 12 kg 310330



neodisher® MA

Detergente alcalino - polvere -

Privo di additivi ossidanti

Eccellenti prestazioni di pulizia e compatibilità con i materiali.

Secchio 10 kg 410776



Disinfezione automatizzata dei Dispositivi Medici ed Accessori



Disinfection	neodisher® SeptoClean	neodisher® Septo DN
Battericida	●	●
Tuberculicida		●
Micobattericida		●
Lieviticida	●	●
Fungicida		●
Virucida	●	●
Inattivante prionico	●	

Raccomandati

...per la disinfezione chimica-termica di strumenti chirurgici, mininvasivi e microchirurgici, endoscopi rigidi, impianti, contenitori per sterilizzazione, apparecchiature per anestesia, inalazione e terapia intensiva, calzari chirurgiche.

neodisher® SeptoClean

Detergente alcalino ad azione disinfettante - liquido concentrato - Battericida, lieviticida, virucida, inattivante prionico

Il ricondizionamento con neodisher SeptoClean permette di utilizzare un singolo prodotto per 2 fasi, garantendo una perfetta pulizia e sicurezza. Inattivazione e decontaminazione dei prioni. Spettro di attività microbicida ampio e buona compatibilità con i materiali. Incluso nell'elenco dei disinfettanti IHO₂.



Tanica 5 L 402533

neodisher® Septo DN

Disinfettante - liquido concentrato - Battericida, fungicida, virucida

A basso odore grazie ad una speciale combinazione di principi attivi. Rischio di inalazione inferiore rispetto ai disinfettanti standard sul mercato con una maggiore quantità di glutardialdeide. Incluso nell'elenco dei disinfettanti IHO₂.



Tanica 5 L 467833



Neutralizzanti per Dispositivi Medici ed Accessori

Raccomandati

...per la neutralizzazione di residui alcalini nella pulizia automatizzata di strumenti chirurgici, apparecchiature per anestesia, contenitori, calzari chirurgiche, biberon e altri utensili medici.

Neutralisation	neodisher® N	neodisher® Z
Acido	●	●
Privo di tensioattivi	●	●
Privo di fosfati		●
Per materiali delicati		●

neodisher® N

Neutralizzante acido - liquido concentrato - A base di acido fosforico. Privo di tensioattivi

Per la neutralizzazione di residui alcalini e rimozione di residui di calcare o altre sostanze solubili in acido durante il riprocessamento automatizzato.



Tanica 5 L 464533

neodisher® Z

Neutralizzante acido - liquido concentrato - A base di acidi organici. Privo di tensioattivi e fosfati

Per la neutralizzazione di residui alcalini durante il riprocessamento automatizzato.



Tanica 5 L 489133



Risciacquo di Dispositivi Medici ed Accessori



Rinsing	neodisher® MediKlar
Asciugatura senza macchie	●

Raccomandati

...per l'asciugatura rapida senza residui nella pulizia automatizzata di strumenti chirurgici, apparecchiature per anestesia, contenitori, e altri utensili medici.

neodisher® MediKlar

Brillantante - liquido concentrato -

Per un'asciugatura rapida e senza macchie durante il trattamento automatizzato di strumenti chirurgici, inclusi strumenti oftalmologici, strumentario per anestesia, contenitori per sterilizzazione, endoscopi flessibili e impianti. nonché biberon. Riduce notevolmente i tempi di asciugatura.



Tanica

5 L

465833

Pulizia manuale dei Dispositivi Medici ed Accessori

Raccomandati

...per il trattamento manuale di strumenti chirurgici, mininvasivi e microchirurgici, endoscopi rigidi, impianti, apparecchiature per anestesia, inalazione e terapia intensiva.

Cleaning	neodisher® MediClean advanced	neodisher® MediClean forte	neodisher® MultiZym	neodisher® MediClean
Manuale	●	●	●	●
Automatizzato	●	●		●
Mediam. alcalino	●	●		●
Enzimatico	●	●	●	●

neodisher® MediClean advanced

Detergente universale leggermente alcalino - liquido altamente concentrato - Alcalinizzante con enzimi e tensioattivi

Alta concentrazione con prestazioni detergenti particolarmente elevate tanto da rendere necessaria solo una piccola quantità di prodotto. Dona brillantezza agli strumenti. Rimuove opacità assicurando che gli strumenti mantengano un aspetto ottimale durante il tempo. Sostenibile perchè permette un risparmio di risorse. Eccellente compatibilità con i materiali e, quindi, la loro conservazione nel tempo.

Tanica 5 L 465533



neodisher® MediClean forte

Detergente universale leggermente alcalino - liquido concentrato - Alcalinizzante con enzimi e tensioattivi

Eccellente compatibilità con i materiali, universalmente applicabile. Rimuove in modo affidabile i residui di sangue essiccato e denaturato. Previene il ridepositarsi dei residui proteici. Per la pulizia manuale ed automatizzata anche di dispositivi di protezione individuale (DPI).

Tanica 5 L 475433



neodisher® MultiZym

Detergente multienzimatico - liquido concentrato - Privo di acido borico e borati, privo di profumi e coloranti

Eccellenti prestazioni di pulizia grazie alla formula plurienzimatica. Pulizia senza residui, previene la rideposizione di residui proteici. rimuove i biofilm. Eccellente compatibilità con i materiali, pH neutro.

Flacone 12 x 1 L 408844



neodisher® MediClean

Detergente enzimatico leggermente alcalino - liquido concentrato -

Eccellenti prestazioni di pulizia con perfetta compatibilità con i materiali, ottenuti generalmente solo con prodotti a pH neutro.

Tanica 5 L 464233



Cura e pulizia accurata dei Dispositivi Medici ed Accessori



neodisher® IP Konz

Lubrificante per strumentario chirurgico - liquido concentrato -

A base di emulsionanti e olio bianco altamente purificato

Dosato nel risciacquo finale durante il ricondizionamento automatizzato. Non pregiudica la sterilizzazione a vapore. Tossicologicamente innocuo.



Tanica 5 L 469333

neodisher® IP Spray

Lubrificante per strumentario chirurgico - spray -

A base di olio bianco altamente purificato

Per la lubrificazione manuale di strumenti incernierati dopo il ricondizionamento automatizzato. Non provoca incrostazione e non pregiudica la sterilizzazione a vapore. Tossicologicamente innocuo.



Flacone spray 400 ml 448390

neodisher® IR

Detergente acido per pulizia profonda - liquido concentrato -

Per la pulizia approfondita di strumenti chirurgici in acciaio inossidabile in bagni ad immersione e ad ultrasuoni. L'opacità e macchie di ruggine sono rimossi. Osservare la scheda tecnica prima dell'uso.



Flacone 12 x 1 L 484449





Ausili per l'applicazione ed il dosaggio

Ausili per l'applicazione ed il dosaggio

- Supporto per apertura facilitata taniche / fusto
- Pompa per taniche da 5L, 10L e 12 kg (dosatore da 30 ml)
- Pompa per taniche da 20L e da 20 kg a 25 kg (dosatore da 30 ml)
- Pompa manuale per fusto
- Rubinetto di uscita per taniche da 5L, 10L e 12 kg
- Rubinetto di uscita per taniche da 20L e da 20 kg a 25 kg
- Rubinetto di uscita per fusto
- Rubinetto di uscita per connessione taniche 5L sistema OXIVARIO a termodisinfettori Miele
- Imbuto per fusto
- Cuneo per fusto, per dosaggio ottimale
- Trolley per fusto
- Vasca drenaggio per due fusti

- Art.-No. 9810 07
- Art.-No. 9807 01
- Art.-No. 9807 00
- Art.-No. 9803 08
- Art.-No. 9800 04
- Art.-No. 9800 03
- Art.-No. 9800 02
- Art.-No. 9810 12
- Art.-No. 9803 11
- Art.-No. 9803 12
- Art.-No. 9803 10
- Art.-No. 0763 90



Application Recommendations

Reprocessing of Medical Devices & Accessories

	neodisher® PreStop	neodisher® Septo PreClean	neodisher® MedClean advanced	neodisher® MedClean forte	neodisher® SeptoClean	neodisher® MedClean	neodisher® Medizym	neodisher® FA	neodisher® Aika 300	neodisher® MA	neodisher® Septo DN	neodisher® N	neodisher® Z	neodisher® Multizym	neodisher® PreDis ZP
Pre-trattamento	●	●	●	●	●	●	●							●	●
Lavaggio automatizzato			●	●	●	●	●	●	●	●					
Disinfezione automatizzata				●							●				
Neutralizzazione												●	●		
Lavaggio manuale			●	●		●	●							●	
Disinfezione manuale															

	neodisher® MedKlar	neodisher® IR	neodisher® IP Kontz	neodisher® IP-Spray
rinsing	●			
thorough cleaning		●		
care			●	●





Systematic Service

Costante supporto

Il supporto agli operatori è uno dei nostri compiti più importanti: il nostro obiettivo è ottimizzare le nostre prestazioni con soluzioni su misura per le esigenze individuali. Il nostro service system fornisce un supporto continuo affinché possiate ottenere continuamente risultati di prima classe. Conduciamo test microbiologici per monitorare e documentare il rispetto delle norme igieniche. Aiutiamo anche a formare il personale, creando l'ambiente giusto per processi sicuri.

La sicurezza dei risultati è la nostra massima priorità.

Gli operatori che lavorano nel ricondizionamento dei dispositivi medici sono consapevoli dei requisiti necessari in termini di qualità del processo e dei risultati da raggiungere. Affidati alla nostra esperienza ed al nostro servizio!

I processi di pulizia e disinfezione devono essere in grado di ottenere risultati riproducibili al massimo livello, utilizzando procedure validate e tracciabili. Sfruttate al massimo l'esperienza del Dr. Weigert per processi che raggiungono l'equilibrio ideale tra efficienza, sicurezza ed efficienza dei costi.

Il ricondizionamento degli strumenti inizia con il corretto inserimento degli strumenti in appositi contenitori in sala operatoria ed il corretto caricamento del termodisinfettore. Si conclude con la sterilizzazione e l'approvazione documentata del dispositivo medico per un ulteriore utilizzo. Se si verificano cambiamenti nello strumento, è necessario controllare l'intero ciclo. Dopo la pulizia e la disinfezione automatizzate, sono rilevabili eventuali modificazioni superficiali dei dispositivi medici ricondizionati che potrebbero essersi verificati durante la sterilizzazione a vapore o la decontaminazione in sala operatoria.

Determiniamo le cause dei cambiamenti dei materiali ed effettuiamo test sistematici oltre alle analisi microscopiche delle superfici. Le analisi delle diverse acque utilizzate nel processo, della condensa del vapore, delle caratteristiche dell'acqua alle diverse temperature, nonché dei confezionamenti di sterilizzazione, forniscono informazioni importanti. Utilizziamo questi dati per fornire consigli pratici in modo da evitare scolorimenti ricorrenti, ecc. - per risultati sempre di primo livello.

neodisher® - Perfect solutions.

In termini di sviluppo di prodotti e processi, neodisher® è sempre un passo avanti. Una stretta collaborazione con i produttori di strumenti e altri dispositivi medici è la base per lo sviluppo di prodotti chimici di processo innovativi e l'ideazione di nuovi processi. Soluzioni su misura per applicazioni pratiche - per una maggiore sicurezza e preservazione del valore!





Always Nearby to Answer Your Hygiene Questions - in Europe and Around the World:

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
DE • Hamburg
info@drweigert.de
www.drweigert.de

Dr. Weigert (Schweiz) AG
CH • Zug
info@drweigert.ch
www.drweigert.ch

Dr. Weigert Belgium N.V.
BE • Kinrooi-Geistingen
info@drweigert.be
www.drweigert.be

Dr. Weigert España
ES • Madrid
info.spain@drweigert.com
www.drweigert.es

Dr. Weigert France SAS
FR • Villepinte
info@drweigert.fr
www.drweigert.fr

Dr. Weigert
Handelsgesellschaft m.b.H.
AT • Wien
info@drweigert.at
www.drweigert.at

Dr. Weigert Hungária Kft.
HU • Budapest
info@drweigert.hu
www.drweigert.hu

Dr. Weigert Nederland BV
NL • Assen
info@drweigert.nl
www.drweigert.nl

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
PL • Warszawa
office_pl@drweigert.com
www.drweigert.pl

Dr. Weigert UK Ltd
GB • Cannock
enquiry@drweigert.com
www.drweigert.uk

BS Medical S.r.l.
Via G. Bovio n. 9
IT • Reggio Emilia
info@bsmedical.it
www.bsmedical.it

Dr. Weigert Management System – Certified according to DIN EN ISO 9001/13485/14001

www.drweigert.com

