



Elmasteam 45 med e Set puntali (accessorio)

Elmasteam 45 med - Steam Jet Cleaner

Elmasteam 45 med colpisce per la sua elevata affidabilità e dimensioni esterne compatte. Il manipolo ha una connessione Luer-Lock con montato un ugello standard per la pre-pulizia o il post-trattamento degli strumenti chirurgici. Strumenti a corpo cavo o canulati con attacco Luer-Lock possono essere collegati direttamente al puntale del manipolo per la loro pulizia interna. Il serbatoio dell'acqua viene riempito manualmente in modo semplice per il modello Elmasteam 45 med basic, mentre per il modello Elmasteam med P, dotato di una pompa per il collegamento ad una linea d'acqua, il riempimento è automatico. Utilizzare acqua deionizzata è consigliato per entrambi i modelli. Elmasteam 45 è ideale per la pre-pulizia degli strumenti che non risultano sufficientemente puliti con i processi standard (termodisinfettori), o che mostrano ancora residui di sporco/contaminazione dopo il passaggio in questi ultimi. Prima di utilizzare Elmasteam 45 med, gli strumenti devono essere sottoposti a una fase di disinfezione (chimica o termica) per la protezione dell'operatore. Elmasteam 45 med non sostituisce il trattamento nei termodisinfettori.

In dotazione: pinza, filtro, tubo di manutenzione, set risciacquo, tappo di riserva serbatoio con valvola di sicurezza

Caratteristiche

- 3 anni di garanzia
- 4.5 bar pressione
- costante disponibilità di vapore, dovuta all'elevata potenza di riscaldamento
- perfetto per l'uso anche in spazi ridotti
- versioni con riempimento manuale (med basic) o automatico (med P)
- certificato CE come Dispositivo Medico di Classe 1
- omologazione TÜV secondo la DIN EN 61010-1
- riscaldamento indiretto, assenza di formazione depositi di calcare



INTERSTER Drying Towel



Le salviette INTERSTER DRYING TOWEL sono state progettate per garantire un maggiore livello di igiene durante i processi di sterilizzazione. Le salviette monouso sono realizzate in Spunlace (TNT) e possono essere utilizzate per eliminare eventuale condensa residua o per l'asciugatura dei ferri dopo il lavaggio manuale in alternativa a salviette pluriuso.

Dimensioni: 36 x 51 cm
Confezione: 6 x 65 pezzi

Codice prodotto: **3FSZB790850**