



LEONARDO-WET-SET

Il sistema Leonardo-Wet-Set è ideato per il mantenimento dello strumentario (estremità distali) umide, condizione in genere consigliata dagli stessi produttori, migliorando significativamente l'efficacia del processo di sterilizzazione. Il sistema ha i seguenti vantaggi:

- Si adatta allo strumentario chirurgico più comune, in particolare la linea EndoWrist®, strumentario cavo per laparoscopia e altro strumentario in genere;
- Facilità di utilizzo -> è sufficiente riempire il contenitore con la sostanza desiderata (es. acqua deionizzata o detergente enzimatico a Ph neutro) ed immergere l'estremità dello strumento attraverso il coperchio;
- Essendo i contenitori riempiabili singolarmente, si riduce il rischio di interazione con altri prodotti chimici presenti all'interno delle centrali di sterilizzazione;
- Il sistema è una soluzione economica ed efficiente per la rimozione delle proteine;
- Facilità di stoccaggio e di trasporto dello strumentario delicato;
- Utilizzabile con lo strumentario EndoWrist® in conformità con le istruzioni per la sterilizzazione previste da Intuitive Surgical® da Vinci®;
- Disponibile in due versioni di coperchio (aperto / chiuso).

CODICI PRODOTTO

50055 - 3 Pezzi (Coperchio aperto)

50058 - 20 Pezzi (Coperchio aperto)

50065 - 20 Pezzi (Coperchio chiuso)

50066 - 10 Pezzi (Coperchio aperto) e 10 Pezzi (Coperchio chiuso)

