



TRIOMED

TrioMed Active Surgical and Medical Mask

Un progresso tecnologico rilevante nel campo delle mascherine chirurgiche e mediche: TRIOMED™ *incorpora un potente antimicrobico* per controllare la contaminazione microbica sulla superficie esterna della mascherina.

Caratteristiche:

- **Self-Cleaning:** TrioMed Active Surgical and Medical Mask con protezione antimicrobica Trio-Iodide. Lo strato esterno è attivato con la tecnologia antimicrobica TrioMed che decontamina gli agenti patogeni venuti a contatto con la sua superficie.
- Design a 3 strati con ear-loop che offre un grande comfort anche per periodi di utilizzo prolungati.
- Latex free, non citotossico e non irritante.
- Conformità EU EN 14683 tipo IIR.
- Conformità USA ASTM F2100 Level 3.
- Taglia unica.
- Confezione: 50 mascherine chirurgiche.

Vantaggi della mascherina chirurgica attiva TRIOMED

- **E' dimostrato che uccide sulla superficie esterna il 99,9%** di Staphylococcus aureus MRSA, Streptococcus pyogenes, Klebsiella Pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Acinetobacter baumannii, Coliphage virus MS2, and Influenza A H1N1
- **Fornisce un'efficienza di filtrazione dei virus > 99,9% (VFE)** riducendo drasticamente il potenziale di trasmissione dei virus nell'aria.
- **Fornisce un'efficienza di filtrazione dei batteri > 99,9% (BFE)** riducendo il potenziale di esposizione ai batteri aerodispersi comunemente presenti nelle strutture sanitarie.
- **Resistente ai fluidi al massimo livello di protezione:** 160 mmHg conforme allo Standard ASTM F1862 per ridurre il rischio di contatto dell'utilizzatore con fluidi corporei.



Health
Canada

Santé
Canada

I3 BIOMEDICAL

14163 boul. Du Curé Labelle Suite 50
Mirabel, Québec, Canada J7J 1M3
triomed@triomed.com
Tel: +1 438-792-6288
WWW.I3BIOMEDICAL.COM